



Yüksek çözünürlüklü renkli TFT ekran, güçlü görünürlük

Veri listesi, Trend Grafiği, Büyük Yazı Tipi gibi veri inceleme arayüzleri ile NIBP verileri bir bakışta netleşir

Düşük güç sistemi, alarm, hata mesajı ve zaman göstergesi

İki tür birim: mmHg / kPa

PC ile bağlantı kurun, PC yazılımı veri incelemesi, ölçülen sonuç analizi, trend grafiğinin görünümü, raporları yazdırılması ve diğer işlevleri gerçekleştirilebilir

Kompakt ve taşınabilir, kullanıcı dostu arayüz, kullanımı kolay

Hasta aralığı: Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan

24 saat ayakta NIBP izleme işlevi, 350 gruba kadar ayakta NIBP verisi bir kez kaydedilebilir.

Otomatik ve manuel ölçüm yönteminin mükemmel kombinasyonu, manuel ölçüm ile bir kez 300 veri grubuna kadar kaydedilebilir.



NIBP

ÖlçümYöntemi: Osilometri

Ölçü Modu:Üst kol ölçüsü

OtomatikÖlçüm Aralığı: 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240 dakika

Ölçüm aralığı: 0mmHg~290mmHg

Çözünürlük:1 mmHg

Doğruluk:±3mmHg

Bilgiistemiparametresi: SYS, DIA

PR

Ölçümaralığı: 40bpm~240bpm

Çözünürlük:1bpm

Güç Kaynağı

DC3V(2×1.5VAAalkalinkuru pil)

Opsiyonel

SpO2 Ölçümü



**BOGDANIKA MEDİKAL TEKSTİL ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

📍 ÇAĞLAYANGİL

no: 3B/-

GÜZELOBA/ ANTALYA

Kasaba/Köy: ANTALYA

☎ +90 535 413 80 71

✉ info@bogdanika.com

🌐 www.bogdanika.com